

Технологическая карта «АЛМАДЕЗ-плюс»

«АЛМАДЕЗ-плюс» (концентрат) – многокомпонентное дезинфицирующее средство с синергизмом действующих веществ, не требующее ротации

Обладает высокой антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулеза – тестировано на *Mycobacterium terrae*), инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (ИСМП), включая возбудителей внутрибольничных инфекций (ВБИ) – тестировано на *Pseudomonas aeruginosa*, кишечных инфекций – бактерий группы кишечной палочки, стафилококков, стрептококков, сальмонелл, *Legionella pneumophila*, **возбудителей особо опасных инфекций бактериальной этиологии (чумы, холеры, туляремии)**, вирулицидной активностью в отношении всех известных вирусов-патогенов человека (рино-, коро-, рото-, аденовирусов, коронавирусов, полиомиелита, вирусов энтеральных и парентеральных гепатитов, энтеровирусов Коксаки, ЕСНО, ВИЧ-инфекций, вирусов гриппа и парагриппа человека, респираторно-синцитиальных вирусов, вирусов «атипичной пневмонии» (SARS), вирусов герпеса, возбудителей ОРВИ, вирусов «свиного» гриппа H1N1 и «птичьего» гриппа H5N1, цитомегаловирусной инфекции, вируса Эбола и т. д.); фунгицидной активностью в отношении грибов рода *Candida*, *Trichophyton*, плесневых грибов, в т. ч. *Aspergillus brasiliensis*; обладает **овоцидными свойствами в отношении возбудителей паразитарных болезней (цист и ооцист простейших, яиц и личинок гельминтов, остриц).**

Предназначено:

Для дезинфекции и очистки объектов внутрибольничной среды во всех подразделениях МО и ЛПО любого профиля, включая роддома, отделения неонатологии, эндоскопии, ЭКО и др. при проведении профилактической и очаговой дезинфекции:

- всех видов поверхностей помещений, мебели и оборудования (в т.ч. куветы новорожденных, аппараты ИВЛ, ИК, наркозно-дыхательные и др.) при проведении текущих и генеральных уборок, текущей и заключительной очаговой дезинфекции;
- дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой медицинских инструментов, включая стоматологические инструменты и материалы, жесткие и гибкие эндоскопы;
- для обеззараживания медицинских отходов классов А, Б, В, включая жидкие биологические выделения,
- дезинфекции воздуха способом аэрозолирования на различных объектах
- дезинфекции поверхности скорлупы яиц перед употреблением в пищу в лечебно-профилактических учреждениях, госпиталях, хосписах, детских дошкольных учреждениях, на предприятиях общественного питания и т. д.;
- для обеззараживания яиц на птицефабриках перед отправкой в торговую сеть;
- обеззараживания (дезинвазии) почвы, предметов обихода, игрушек, помещений, лабораторной посуды и лабораторного оборудования, контаминированных возбудителями паразитарных болезней (цистами и ооцистами простейших, яйцами и личинками гельминтов, остриц);
- использования в дезковриках, дезматах, дезбарьерах для дезинфекции подошв обуви персонала и колес автотранспорта;

Для дезинфекции поверхностей, оборудования, инвентаря на предприятиях пищевой промышленности (молочной, мясной, рыбной, птицеперерабатывающей, хлебобулочной, пивобезалкогольной, винодельческой, плодоовощной, консервной, по производству дрожжей, детского питания, соков, напитков), на овощебазах, фруктохранилищах

Для профилактической и очаговой дезинфекции и очистки на объектах всех отраслей народного хозяйства, включая учреждения: детские дошкольные, образовательные, бьюти-индустрии, аквапарки, бассейны, сауны, объекты ГО, Вооруженных сил, МЧС, в т.ч. все виды транспорта (общественный, воздушный, водный, железнодорожный, санитарный, транспорт для перевозки пищевых продуктов и др.).

Состав:

N,N-бис-(3-аминопропил) додециламин 3,0%

алкилдиметилбензиламмоний хлорид и дидецилдиметиламмоний хлорид (суммарно) - 8,0% 2-феноксиэтанол – 1%

моющий и обезжиривающий компонент (неионогенные поверхностно-активные вещества), ингибиторы коррозии – для предотвращения коррозии инструментов из металлов, включая углеродистые стали и сплавы, сплавов титана и цветных металлов (латунь, медь) и другие функциональные добавки

Преимущества:

- Обладает высокими моющими свойствами, нейтрализует запахи;
- Безопасно- относится к 4 классу токсичности малоопасных веществ, применяется в присутствии людей без использования средств индивидуальной защиты;
- Не требует смывания с поверхностей после обработки;
- Не портит обрабатываемые объекты и инструменты;
- Срок годности средства: 7 лет, рабочего раствора: 60 суток.

Характеристики:

Фасовка: флакон 1л, канистра 5л.

Контроль концентрации в рабочих растворах: тест-полоски 100 шт/уп.

Транспортировка: не требует теплых вагонов. Сохраняет свои свойства после заморозания и размораживания.

Приготовление рабочих растворов средства «АЛМАДЕЗ -плюс»

Концентрация рабочего раствора по препарату, %	Количество средства «АЛМАДЕЗ-плюс» и воды, необходимые для приготовления рабочего раствора объемом:			
	1 л		10 л	
	Средство, мл	Вода, мл	Средство, мл	Вода, мл
0,01	0,1	999,9	1,0	9999,0
0,05	0,5	999,5	5,0	9995,0
0,08	0,8	999,2	8,0	9992,0
0,1	1,0	999,0	10,0	9990,0
0,2	2,0	998,0	20,0	9980,0
0,25	2,5	997,5	25,0	9975,0
0,5	5,0	995,0	50,0	9950,0
1,0	10,0	990,0	100,0	9900,0
1,5	15,0	985,0	150,0	9850,0
2,0	20,0	980,0	200,0	9800,0
2,5	25,0	975,0	250,0	9750,0
3,0	30,0	970,0	300,0	9700,0
5,0	50,0	950,0	500,0	9500,0
6,0	60,0	940,0	600,0	9400,0

ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВА

Объект обработки	Микробиологические режимы	Концентрация %	Время экспозиции	Количество рабочего раствора (л) из 1 л концентрата
Дезинфекция поверхностей помещений, жесткой мебели, оборудования	Бактериальных инфекций (без туберкулеза)	0,05	60 мин	2000
		0,1	30 мин	1000
		0,2	15 мин	500
		0,5	5 мин	200
	Вирусных инфекций	0,1	60 мин	1000
		0,2	30 мин	500
		0,3	15 мин	333
		0,5	5 мин	200
	Кандидозы,	0,1	60 мин	1000
		0,25	30 мин	400
		0,5	15 мин	200
		1,0	5 мин	100
	Дерматофитии	0,1	90 мин	1000
		0,25	60 мин	400
		0,5	30 мин	200
		1,0	15 мин	100
		1,5	5 мин	66,6

	Туберкулез (М. Terraе)	0,5	60 мин	200
		1,0	30 мин	100
		2,0	15 мин	50
		3,0	5 мин	33
	Плесневые грибы	0,1	90 мин	1000
		0,25	60 мин	400
		0,5	30 мин	200
		1,0	15 мин	100
Дезинфекция, совмещенная с предстерилизационной очисткой медицинских изделий, включая стоматологические, жесткие и гибкие эндоскопы	при инфекциях бактериальной (без туберкулеза), вирусной и грибковой (кандидозы и дерматофитии) этиологии ручным способом	0,1	60 мин	1000
		0,25	30 мин	400
		0,5	15 мин	200
	при инфекциях бактериальной (включая туберкулез М. Terraе), вирусной и грибковой (кандидозы и дерматофитии) этиологии ручным способом	1,0	60 мин	100
		2,0	30 мин	50
		3,0	15 мин	33

**АЛМАДЕЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВА
РЕЖИМ БАКТЕРИАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ (КРОМЕ ТУБЕРКУЛЕЗА)**

Объект дезинфекции	Концентрация, %/ экспозиция мин	Способ обработки /расход	Кол-во рабочего раствора (л) из 1 л концентрата
Поверхности в помещениях (пол, стены, жесткая мебель, вт.ч. из дерева), приборы, оборудование; профилактическая дезинфекция санитарного транспорта и транспорта для перевозки пищевых продуктов; игрушки, спортивный инвентарь (из пластмассы, резины, металла), средства личной гигиены	0,05% - 60 мин 0,1% - 30 мин 0,2% - 15 мин 0,5 – 5 мин	Протирание / 100мл/м ² орошение 300 мл/м ²	2000 1000 500 200
Поверхности мягкие, в т.ч. ковровые и прочие напольные покрытия, обивочные ткани, покрытия из искусственной и натуральной кожи, мягкая мебель	0,05% - 60 мин 0,1% - 30 мин 0,2% - 15 мин 0,5 – 5 мин	Протирание / 100мл/м ² орошение 300 мл/м ²	2000 1000 500 200
Кувезы; приспособления наркозно-дыхательной аппаратуры, анестезиологического оборудования	0,05% - 60 мин 0,1% - 30 мин 0,2% - 15 мин 0,5 – 5 мин	Протирание / 100мл/м ² орошение 300 мл/м ²	2000 1000 500 200
Предметы ухода за больными, не загрязненные биологическими жидкостями (кровью и пр.)	0,1% - 60 мин 0,2% - 30 мин 0,5% - 15 мин	Протирание, погружение	1000 500 200
Белье, не загрязненное выделениями	0,1% - 60 мин 0,2% - 30 мин 0,5% - 15 мин 1% - 5 мин	Замачивание	200
Посуда без остатков пищи	0,05% - 60 мин 0,1% - 30 мин 0,5% - 5 мин	Погружение	2000 1000 200
Посуда с остатками пищи, посуда лабораторная и аптечная; предметы для мытья посуды	0,1% - 60 мин 0,2% - 30 мин 0,5% - 15 мин	Погружение	1000 500 200
Уборочный материал, инвентарь	0,2% - 60 мин 0,5% - 30 мин 1,0% - 15 мин	Протирание, погружение	500 200 100
Санитарно-техническое оборудование	0,05% - 60 мин 0,1% - 30 мин 0,2% - 15 мин 0,5% - 5 мин	Протирание	2000 1000 500 200

Мусороуборочное оборудование, мусоропроводы, мусоросборники, содержимое накопительных баков автономных туалетов	0,1% - 60 мин 0,2% - 30 мин 0,5% - 15 мин	Погружение, протирание или орошение	1000 500 200
Поверхность скорлупы куриных яиц	0,1% - 10 мин 0,2% - 5 мин	Погружение или орошение	1000 500
Внутренние поверхности емкостей для хранения воды, оборотная тара многоразового использования - бутылки, кеги и другие емкости, цистерны для перевозки питьевой воды	0,05% - 60 мин 0,1% - 30 мин 0,2% - 15 мин 0,5% - 5 мин	Заполнение	2000 1000 500 200

РЕЖИМ ТУБЕРКУЛЕЗА (ШТАММ ТЕРРА)

Объект дезинфекции	Концентрация, %/ экспозиция мин	Способ обработки /расход	Кол-во рабочего раствора (л) из 1 л концентрата
Поверхности в помещениях (пол, стены, жесткая мебель, в т.ч. из дерева), приборы, оборудование; профилактическая дезинфекция санитарного транспорта и транспорта для перевозки пищевых продуктов, загрязненные органическими загрязнениями	0,5% - 60 мин 1,0% - 30 мин 2,0% - 15 мин 3,0% - 5 мин	Протирание / 100мл/м ² орошение 300 мл/м ²	200 100 50 33
Поверхности мягкие, в т.ч. ковровые и прочие напольные покрытия, обивочные ткани, покрытия из искусственной и натуральной кожи, мягкая мебель	0,5% - 60 мин 1,0% - 30 мин 2,0% - 15 мин 3,0% - 5 мин	Протирание / 100мл/м ² орошение 300 мл/м ²	200 100 50 33
Кувезы; приспособления наркозно- дыхательной аппаратуры, анестезиологического оборудования	0,5% - 60 мин 1,0% - 30 мин 2,0% - 15 мин 3,0% - 5 мин	Протирание / 100мл/м ² орошение 300 мл/м ²	200 100 50 33
Игрушки, спортивный инвентарь (из пластмассы, резины, металла), средства личной гигиены	1,0% - 60 мин 2,0% - 30 мин 3,0% - 15 мин	Протирание или погружение	100 50 33
Предметы ухода за больными	0,5% - 90 мин 1,0% - 60 мин 2,0% - 30 мин 3,0% - 15 мин	Протирание или погружение	200 100 50 33
Белье, не загрязненное выделениями	0,5% - 90 мин 1,0% - 60 мин 2,0% - 30 мин 3,0% - 15 мин	Замачивание	200 100 50 33
Белье, загрязненное выделениями	1% - 90 мин 2,0% - 60 мин 3,0% - 30 мин 4,0% - 15 мин	Погружение	100 50 22 25
Посуда без остатков пищи	0,5% - 60 мин 1,0% - 30 мин 2,0% - 15 мин 3,0% - 5 мин	Погружение	200 100 50 33
Посуда с остатками пищи, посуда лабораторная и аптечная; предметы для мытья посуды	0,5% - 90 мин 1,0% - 60 мин 2,0% - 30 мин 3,0% - 15 мин	Погружение	200 100 50 33
Уборочный материал, инвентарь	1% - 90 мин 2,0% - 60 мин 3,0% - 30 мин 4,0% - 15 мин	Протирание, погружение	100 50 22 25
Санитарно-техническое оборудование	0,5% - 60 мин 1,0% - 30 мин 2,0% - 30 мин	Протирание	200 100 50

РЕЖИМ ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ (ВКЛЮЧАЯ ПОЛИОВИРУС, ГЕПАТИТЫ А, Б, С)

Объект дезинфекции	Концентрация, %/ экспозиция мин	Способ обработки /расход	Кол-во рабочего раствора (л) из 1 л концентрата
Поверхности в помещениях (пол, стены, жесткая мебель, в т.ч. из дерева), приборы, оборудование; профилактическая дезинфекция санитарного транспорта и транспорта для перевозки пищевых продуктов; игрушки, спортивный инвентарь (из пластмассы, резины, металла), средства личной гигиены	0,1%-60 мин 0,2% - 30 мин 0,3% - 15 мин 0,5% - 5 мин	Протирание / 100мл/м ² орошение 300 мл/м ²	1000 500 333 200
Поверхности мягкие, в т.ч. ковровые и прочие напольные покрытия, обивочные ткани, покрытия из искусственной и натуральной кожи, мягкая мебель	0,1%-60 мин 0,2% - 30 мин 0,3% - 15 мин 0,5% - 5 мин	Протирание / 100мл/м ² орошение 300 мл/м ²	1000 500 333 200
Кувезы, реанимационные системы новорожденных и неонатальные столы; приспособления наркозно-дыхательной, ингаляционной аппаратуры, анестезиологического оборудования	0,1% - 60 мин 0,2% - 30 мин 0,3% - 15 мин	Протирание, погружение	1000 500 333
Предметы ухода за больными	0,2% - 60 мин 0,3% - 30 мин 0,5% - 15 мин	Протирание, погружение	500 333 200
Белье, не загрязненное выделениями	0,2% - 60 мин 0,3% - 30 мин 0,5% - 15 мин	Замачивание	500 333 200
Белье, загрязненное выделениями	0,2% - 90 мин 0,3% - 60 мин 0,5% - 30 мин	Замачивание	500 333 200
Посуда без остатков пищи	0,05% - 60 мин 0,1% - 30 мин 0,25% - 15 мин 0,5% - 5 мин	Погружение	2000 1000 400 200
Посуда с остатками пищи, посуда лабораторная и аптечная; предметы для мытья посуды	0,1% - 60 мин 0,25% - 30 мин 0,5% - 15 мин	Погружение	1000 400 200
Уборочный материал, инвентарь	0,2% - 90 мин 0,3% - 60 мин 0,5% - 30 мин	Протирание, погружение	500 333 200
Санитарно-техническое оборудование	0,1% - 60 мин 0,2% - 30 мин 0,3% - 15 мин	Протирание	1000 500 333

РЕЖИМ ГРИБКОВЫХ ИНФЕКЦИЙ (КАНДИДОЗЫ, ДЕРМАТОФИТИИ)

Объект дезинфекции	Концентрация, %/ экспозиция мин	Время обработки		Способ обработки /расход	Кол-во рабочего раствора (л) из 1 л концентрата
		Кандидозы	Дерматофитии		
Поверхности в помещениях (пол, стены, жесткая мебель, в т.ч. из дерева), приборы, оборудование; профилактическая дезинфекция санитарного транспорта и транспорта для перевозки пищевых продуктов;	0,1%	60	90	Протирание / 100мл/м ² орошение 300 мл/м ²	1000
	0,25%	30	60		400
	0,5%	15	30		200
	1,0%	5	15		100
	1,5%	-	5		66,6
Поверхности мягкие, в т.ч. ковровые и прочие напольные покрытия, обивочные ткани, покрытия из искусственной и натуральной кожи, мягкая мебель	0,1%	60	90	Протирание / 100мл/м ² орошение 300 мл/м ²	1000
	0,25%	30	60		400
	0,5%	15	30		200
	1,0%	5	15		100
	1,5%	-	5		66,6
Кувезы; приспособления наркозно-дыхательной аппаратуры, анестезиологического оборудования	0,1%	60	90	Протирание / 100мл/м ² орошение 300 мл/м ²	1000
	0,25%	30	60		400
	0,5%	15	30		200
	1,0%	5	15		100
	1,5%	-	5		66,6
Предметы ухода за больными	0,1	60	90	Протирание , погружение	1000
	0,25	30	60		400
	0,5	15	30		200
	1,0	-	15		100
Игрушки, спортивный инвентарь (из пластмассы, резины, металла), средства личной гигиены	0,1%	60	90	Протирание , погружение	1000
	0,25%	30	60		400
	0,5%	15	30		200
Белье, не загрязненное выделениями	0,05%	60	90	Замачивани е	2000
	0,1%	30	60		1000
	0,25%	15	30		400
	0,5%	5	15		200
Белье, загрязненное выделениями	0,1%	60	90	Замачивани е	1000
	0,25%	30	60		400
	0,5%	15	30		200
	1,0%	-	15		100
Посуда без остатков пищи	0,05%	60	90	Погружение	2000
	0,1%	30	60		1000
	0,25%	15	30		400
	0,5%	5	15		200
Посуда с остатками пищи	0,1%	60	90	Погружение	1000
	0,25%	30	60		400
	0,5%	15	30		200
	1,0%	-	15		100
Посуда лабораторная и аптечная; предметы для мытья посуды	0,1%	60	90	Погружение	1000
	0,25%	30	60		400
	0,5%	15	30		200
	1,0%	-	15		100
Уборочный материал, инвентарь	0,1%	60	90	Протирание, погружение	1000
	0,25%	30	60		400
	0,5%	15	30		200
	1,0%	-	15		100

Санитарно-техническое оборудование	0,1%	60	90	Протирание, орошение	1000
	0,25%	30	60		400
	0,5%	15	30		200
	1,0%	5	15		100
	1,5%	-	5		66,6
Резиновые и ПВХ коврики	0,25%	-	60	Погружение или протирание	400
	0,5%	-	30		200
	1,0%	-	15		100
	1,5%	-	5		66,6

РЕЖИМ ОСОБО-ОПАСНЫХ ИНФЕКЦИЙ (ЧУМА, ХОЛЕРА, ТУЛЯЕМИЯ)

Объект дезинфекции	Концентрация, %/ экспозиция мин	Способ обработки /расход	Кол-во рабочего раствора (л) из 1 л концентрата
Поверхности в помещениях (пол, стены, жесткая мебель, в т.ч. из дерева), приборы, оборудование; профилактическая дезинфекция санитарного транспорта и транспорта для перевозки пищевых продуктов	0,1% - 60 мин 0,2% - 30 мин 0,3% - 15 мин	Протирание / 100мл/м ² орошение 300 мл/м ²	1000 500 333
Поверхности мягкие, в т.ч. ковровые и прочие напольные покрытия, обивочные ткани, покрытия из искусственной и натуральной кожи, мягкая мебель	0,1% - 60 мин 0,2% - 30 мин 0,3% - 15 мин	Протирание / 100мл/м ² орошение 300 мл/м ²	1000 500 333
Кувезы, реанимационные системы новорожденных и неонатальные столы; приспособления наркозно-дыхательной, ингаляционной аппаратуры, анестезиологического оборудования	0,2% - 60 мин 0,3% - 30 мин 0,5% - 15 мин	Протирание, погружение	500 333 200
Предметы ухода за больными, игрушки	0,2% - 60 мин 0,3% - 30 мин 0,5% - 15 мин	Протирание, погружение	500 333 200
Белье, не загрязненное выделениями	0,2% - 60 мин 0,3% - 30 мин 0,5% - 15 мин	Замачивание	500 333 200
Белье, загрязненное выделениями	0,2% - 90 мин 0,3% - 60 мин 0,5% - 30 мин	Замачивание	500 333 200
Посуда без остатков пищи	0,1% - 60 мин 0,2% - 30 мин 0,3% - 15 мин	Погружение	1000 500 333
Посуда с остатками пищи, предметы для мытья посуды	0,2% - 60 мин 0,3% - 30 мин 0,5% - 15 мин	Погружение	500 333 200
Посуда лабораторная и аптечная	0,2% - 60 мин 0,3% - 30 мин 0,5% - 15 мин	Погружение	500 333 200
Уборочный материал, инвентарь	0,2% - 90 мин 0,3% - 60 мин 0,5% - 40 мин	Протирание, погружение	500 333 200
Санитарно-техническое оборудование	0,1% - 60 мин 0,2% - 30 мин 0,3% - 15 мин	Протирание	1000 500 333

**Режимы дезинфекции объектов растворами средства
«АЛМАДЕЗ-плюс» при поражениях плесневыми грибами**

Объект дезинфекции	Концентрация, %/ экспозиция, мин	Способ обработки /расход	Кол-во рабочего раствора (л) из 1 л концентрата
Поверхности в помещениях (пол, стены, жесткая мебель), предметы обстановки	0,1% - 90 мин 0,25% - 60 мин 0,5% - 30 мин 1,0% - 15 мин	Двукратное протирание или орошение с интервалом 15 минут	1000 400 200 100
Поверхности мягкие, в т.ч. ковровые и прочие напольные покрытия, обивочные ткани, мягкая мебель	0,1% - 90 мин 0,25% - 60 мин 0,5% - 30 мин 1,0% - 15 мин	Двукратное протирание щеткой	1000 400 200 100
Санитарно-техническое оборудование	0,1% - 90 мин 0,25% - 60 мин 0,5% - 30 мин 1,0% - 15 мин	Протирание, орошение	1000 400 200 100
Бельё, загрязненное органическими субстратами	0,1% - 90 мин 0,25% - 60 мин 0,5% - 30 мин 1,0% - 15 мин	Замачивание	1000 400 200 100
Посуда без остатков пищи	0,1% - 90 мин 0,25% - 60 мин 0,5% - 30 мин 1,0% - 15 мин	Погружение	1000 400 200 100
Посуда, в т.ч. с остатками пищи в т.ч. одноразовая, аптечная и лабораторная	0,1% - 90 мин 0,25% - 60 мин 0,5% - 30 мин 1,0% - 15 мин	Погружение	1000 400 200 100
Уборочный материал и инвентарь	0,1% - 90 мин 0,25% - 60 мин 0,5% - 30 мин 1,0% - 15 мин	Погружение	1000 400 200 100
Резиновые и полипропиленовые коврики	0,1% - 90 мин 0,25% - 60 мин 0,5% - 30 мин 1,0% - 15 мин	Погружение или протирание	1000 400 200 100

**Режимы дезинфекции (дезинвазии) различных объектов, контаминированных
возбудителями паразитарных болезней (цистами, ооцистами простейших, яйцами и
личинками гельминтов) растворами средства «АЛМАДЕЗ-плюс»**

Объект дезинфекции	Концентрация, %/ экспозиция, мин	Способ обработки /расход	Кол-во рабочего раствора (л) из 1 л концентрата
Поверхности в помещениях заразной зоны лаборатории (пол, стены, двери), мебель (рабочий стол, индивидуальные шкафы и др.), приборы и оборудование.	3% - 60 мин	Протирание или орошение с последующей влажной уборкой	33,3
Твердые предметы ухода за больными, игрушки	3% - 60 мин	Протирание или орошение	33,3
Перчатки резиновые	3% - 120 мин 6% - 60 мин	Погружение	33,3 16,6
Посуда лабораторная стеклянная, в т. ч. используемая при работе с кровью и сывороткой крови, включая посуду однократного использования)*	3% - 60 мин	Погружение	33,3
Банки с фекалиями, желчью, мокротой, мочой и др.	3,0% - 120 мин	Погружение	33,3
Посуда из-под выделений*	3,0% - 120 мин	Погружение	33,3

Уборочный инвентарь для обработки поверхностей помещений	3% - 120 мин 6% - 60 мин	Замачивание, протирание	33,3 16,6
Почва	6,0% - 3 суток	Заливание почвы из расчета 4 л раствора на 1м ² почвы	16,6

* По окончании дезинфекции проводится заключительное обеззараживание посуды путем кипячения в течении 30 минут с момента закипания.

Режим дезинфекции твердых медицинских отходов класса Б, В растворами средства «АЛМАДЕ-плюс»

Вид отходов	Вид инфекции	Концентрация рабочего раствора (по препарату), %/ экспозиция, мин	Кол-во рабочего раствора (л) из 1 л концентрата	Способ дезинфекции			
Медицинские отходы (медицинские изделия одноразового применения)	Бактериальные (кроме туберкулеза) вирусные и грибковые (кандидозы)	0,1% - 90 мин 0,25% - 60 мин 0,5% - 30 мин 1,0% - 15 мин	1000 400 200 100	Погружение, замачивание			
	Бактериальные (включая туберкулез- M. terrae) вирусные, грибковые (кандидозы, дерматофитии)	4,0% - 60 мин 6,0 % - 30 мин	25 16.6				
	ООИ (чума, холера, туляремия)	0,2% - 90 мин 0,3% - 60 мин 0,5% - 30 мин	500 333 200				
	Дезинвазия	6,0% - 120 мин	16,6				
Медицинские отходы (перевязочные средства, постельное и нательное одноразовое белье, одежда медицинского персонала одноразового применения), ватно-марлевый материал, бумажные фильтры, разовые деревянные палочки	Бактериальные (кроме туберкулеза) вирусные, грибковые (кандидозы)	0,1% - 90 мин 0,25% - 60 мин 0,5% - 30 мин 1,0% - 15 мин	1000 400 200 100				
	Бактериальные (включая туберкулез-M. terrae) вирусные, грибковые (кандидозы, дерматофитии)	4,0% - 60 мин 6,0% - 30 мин	25 16,6				
	ООИ (чума, холера, туляремия)	0,2%% - 90 мин 0,3% - 60 мин 0,5% - 30 мин	500 333 200				
	Дезинвазия	6,0% - 120 мин	16,6				
Медицинские пиявки после проведения гирудотерапии	Бактериальные (кроме туберкулеза), вирусные, грибковые (кандидозы, дерматофитии)	5,0% - 60 мин	20	Погружение			
Контейнеры, для сбора отходов класса А и Б	Бактериальные (кроме туберкулеза), вирусные, грибковые (кандидозы, дерматофитии)	0,1% - 90 мин 0,25% - 60 мин 0,5% - 30 мин 1,0% - 15 мин	1000 400 200 100	Орошение			
Оборотные межкорпусные контейнеры для сбора отходов медицинских классов А и Б, кузова автомашин							
Контейнеры для сбора отходов класса В					Туберкулез (M. Terrae)	3,0% - 60 мин 4,0% - 30 мин 6,0% - 15 мин	33 25 16,6
					ООИ (чума, холера, туляремия)	0,4% - 90 мин 0,6% - 60 мин 1,0% - 30 мин	250 166 100

**Режим дезинфекции жидких медицинских отходов класса Б, В
растворами средства «АЛМАДЕ-плюс»**

Вид отходов	Вид инфекции	Концентрация рабочего раствора (по препарату), %/ экспозиция, мин	Кол-во рабочего раствора (л) из 1 л	Способ дезинфекции
Кровь, ликвор, сыворотка, мокрота, лаважная жидкость после бронхоскопии и др. биологические жидкости	Бактериальные (кроме туберкулеза)	0,3% - 60 мин	333	Заливают 2 л раствора средства на 1 л биологических выделений и перемешивают
	Бактериальные (включая туберкулез)	6,0% - 120 мин 8,0% - 60 мин	16,5 12,5	Заливают 4 л раствора средства на 1 л биологических выделений и перемешивают
	Вирусные	0,5% - 90 мин 1,0% - 60 мин 2,0% - 30 мин	200 100 50	Заливают 2 л раствора средства на 1 л биологических выделений и перемешивают
	Грибковые	0,5% - 90 мин 1,0% - 60 мин 2,0% - 30 мин	200 100 50	Заливают 1 л раствора средства на 1 л биологических выделений и перемешивают
	ООИ (чума, холера, туляремия)	0,3% - 120 мин 0,5% - 60 мин	333 200	
Кровь со сгустками, донорская кровь и препараты крови не зараженные, но с истекшим сроком годности	Вирусные	0,5% - 90 мин 1,0% - 60 мин 2,0% - 30 мин	200 100 50	Заливают 2 л раствора средства на 1 л биологических выделений и перемешивают
Моча, околоплодные, промывные воды	Бактериальные (кроме туберкулеза)	0,1% - 30 мин	1000	Заливают 1 л раствора средства на 1 л биологических выделений и перемешивают
	Бактериальные (включая туберкулез M. Tergae)	6,0% - 120 мин 8,0% - 60 мин	16,6 12,5	
	Вирусные	0,1% - 30 мин	1000	
	Грибковые	0,1% - 60 мин 0,3% - 30 мин	1000 333	
	ООИ (чума, холера, туляремия)	1,0% - 60 мин	100	
Остатки пищи, рвотные массы	Бактериальные (кроме туберкулеза)	0,1% - 30 мин	1000	Заливают 1 л раствора средства на 1 л биологических выделений и перемешивают
	Бактериальные (включая туберкулез)	6,0% - 120 мин 8,0% - 60 мин	16,6 12,5	Заливают 4 л раствора средства на 1 л биологических выделений и перемешивают
	Вирусные	0,1% - 30 мин	1000	Заливают 1 л раствора средства на 1 л биологических выделений и перемешивают

	Грибковые	0,3% - 120 мин	333	Заливают 2л раствора средства на 1 л биологических выделений и перемешивают
	ООИ (чума, холера, туляремия)	1,0% - 60 мин	100	Заливают 1 л раствора средства на 1 л биологических выделений и перемешивают
Фекалии (оформленные, смешанные с водой или мочой в соотношении 1:2, жидкие фекалии)	Бактериальные (кроме туберкулеза)	0,1% - 30 мин	1000	Заливают 2 л раствора средства на 1 л биологических выделений и перемешивают
	Бактериальные (включая туберкулез)	6,0% - 120 мин 8,0% - 60 мин	16,6 12,5	Заливают 4 л раствора средства на 1 л биологических выделений и перемешивают
	Вирусные	0,1% - 30 мин	1000	Заливают раствором средства 2 л раствора на 1 л биологических выделений и перемешивают
	Грибковые	0,5% - 240 мин 1,0% - 60 мин	200 100	
	ООИ (чума, холера, туляремия)	1,0% - 60 мин	100	
	Дезинвазия	6,0% - 120 мин	16,6	
Сгустки, сыворотка крови, содержимое микро-пробирок с разведенной сывороткой, планшета после инкубации с сывороткой (после удаления в емкость), моча, фекалии и т.п.;	Дезинвазия	6,0% - 60 мин	16,6	Заливают раствором средства 2 л раствора на 1 л биологических отходов и перемешивают
Пробы биологического материала от человека, отработанный материал санитарно-паразитологических исследований воды, почвы, сточных вод и их осадков	Дезинвазия	6,0% - 120 мин	16,6	Заливают раствором средства 2 л раствора на 1 л биологических отходов, перемешивают

Режимы дезинфекции обуви растворами средства «АЛМАДЕЗ-плюс»

Объекты дезинфекции	Концентрация рабочего раствора (по препарату), %	Время дезинфекции, мин. в зависимости от вида грибковой инфекции			Кол-во рабочего раствора (л) из 1 л	Способ дезинфекции
		кандидозы	трихофитии	Плесневые грибы		
Обувь из кожи, ткани, дерматина	0,1	60	90	90	1000	Протирание
	0,25	30	60	60	400	
	0,5	15	30	30	200	
	1,0	5	15	15	100	
Обувь из пластика и резины	0,1	60	90	90	1000	Погружение
	0,25	30	60	60	400	
	0,5	15	30	30	200	
	1,0	5	15	15	100	

**Режимы дезинфекции объектов средством «АЛМАДЕЗ-плюс»
при проведении генеральных уборок
в медицинских, лечебно-профилактических организациях и других учреждениях**

Профиль учреждения	Концентрация рабочего раствора (по препарату), % экспозиция	Кол-во рабочего раствора (л) из 1 л концентрата	Способ дезинфекции
Соматические отделения (кроме процедурного кабинета), ординаторские, коридоры, палатные отделения, лестничные пролеты, кабинеты функциональной диагностики, физиотерапии и др. в МО или ЛПО	0,05% - 60 мин 0,1% - 30 мин 0,2% - 15 мин 0,5% - 5 мин	2000 1000 500 200	Протирание, Орошение
Хирургические отделения, процедурные кабинеты, стоматологические, акушерские и гинекологические отделения и кабинеты, лаборатории, операционные, перевязочные	0,1% - 60 мин 0,2% - 30 мин 0,3% - 15 мин 0,5% - 5 мин	1000 500 333 200	Протирание или орошение
Туберкулезные медицинские организации; пенитенциарные учреждения	0,5% - 60 мин 1,0% - 30 мин 2,0% - 15 мин 3,0% - 5 мин	200 100 50 33	Протирание или орошение
Инфекционные лечебно- профилактические учреждения*	-	-	Протирание или орошение
Кожно-венерологические медицинские организации	0,1% - 90 мин 0,25% - 60 мин 0,5% - 30 мин 1,0% - 15 мин 1,5% - 5 мин	1000 400 200 100 66,6	Протирание Орошение
Детские учреждения, учреждения социального обеспечения, коммунальные объекты	0,05% - 60 мин 0,1% - 30 мин 0,2% - 15 мин 0,5% - 5 мин	2000 1000 500 200	Протирание

Примечание: * режим при соответствующей инфекции.

**Режимы дезинфекции растворами средства «АЛМАДЕЗ-плюс» систем вентиляции и
кондиционирования воздуха**

Объекты обработки	Вид инфекции	Концентрация рабочего раствора (по препарату), %/ экспозиция	Кол-во рабочего раствора (л) из 1 л концентрата
Наружная поверхность кондиционера Наружная и внутренняя поверхности передней панели кондиционера	Бактериальные (кроме туберкулеза)	0,05% - 60 мин 0,1% - 30 мин 0,2% - 15 мин	2000 1000 500
Секции центральных и бытовых кондиционеров и общеобменной вентиляции, воздухоприемник и воздухораспределители Воздушные фильтры систем кондиционирования воздуха и систем вентиляции Радиаторные решетки, насадки, накопители конденсата Воздуховоды	Вирусные	0,1% - 60 мин 0,2% - 30 мин 0,3% - 15 мин 0,5% - 5 мин	1000 500 333 200
	Легионеллез	0,25% - 60 мин 0,5% - 30 мин 1,0% - 15 мин	400 200 100

Воздушные фильтры	Грибковые (дерматофитии)	0,25% - 60 мин 0,5% - 30 мин 1,0% - 15 мин 1,5% - 5 мин	400 200 100 66,6
	Легионеллез	0,25 0,5 1,0	400 200 100

Таблица 14. Режимы аэрозольной дезинфекции воздуха растворами средства «АЛМАДЕЗ-плюс»

Вид инфекции	Концентрация рабочего раствора (по препарату),%, экспозиция, мин	Кол-во рабочего раствора (л) из 1 л концентрата
Бактериальные (кроме туберкулеза)	0,05% – 60 мин 0,1% - 30 мин 0,2% - 15 мин	2000 1000 500
Вирусные	0,1% - 60 мин 0,2% - 30 мин 0,3% - 15 мин 0,5% - 5 мин	1000 500 333 200
Туберкулез (М. Terraе)	0,5% - 60 мин 1,0% - 30 мин 2,0% - 15 мин	200 100 50
Грибковые (кандидозы)	0,1% - 60 мин 0,25% - 30 мин 0,5% - 15 мин 1,0% - 5 мин	1000 400 200 100
Легионеллез	0,25% - 60 мин 0,5% - 30 мин 1,0% - 15 мин	400 200 100
ООИ (чума, холера, туляремия)	0,1% - 60 мин 0,2% - 30 мин 0,3% - 15 мин	1000 500 333

Таблица 15. Режимы дезинфекции медицинских изделий, эндоскопов и инструментов к ним, совмещенной с предстерилизационной очисткой, растворами средства «АЛМАДЕЗ-плюс» ручным способом
Температура рабочего раствора не менее 18°С

Вид обрабатываемых изделий	Вид инфекции	Режим обработки	
		Концентрация рабочего раствора (по препарату), % / экспозиция	Количество л рабочего раствора из 1 л концентрата
Медицинские изделия в том числе хирургические и стоматологические инструменты (в т.ч. колюще-режущие, вращающиеся) из резин, пластмасс, стекла, металлов, комплектующие детали наркозно-	Бактериальные (кроме туберкулеза), вирусные, грибковые (кандидозы, дерматофитии)	0,1% - 60 мин 0,25% - 30 мин 0,5% - 15 мин	1000 400 200

дыхательной аппаратуры	Бактериальные (включая туберкулез), вирусные, грибковые (кандидозы, дерматофитии)	1,0% - 60 мин 2,0% - 30 мин 3,0% - 15 мин	100 50 33
	ООИ (чума, холера, туляреми)	0,1% - 60 мин 0,2% - 30 мин 0,3% - 15 мин	1000 500 333
Жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним	Бактериальные (кроме туберкулеза), вирусные, грибковые (кандидозы, дерматофитии)	0,1% - 60 мин 0,25% - 30 мин 0,5% - 15 мин	1000 400 200
	Бактериальные (включая туберкулез), вирусные, грибковые (кандидозы, дерматофитии)	1,0% - 60 мин 2,0% - 30 мин 3,0% - 15 мин	100 50 33
	ООИ (чума, холера, туляреми)	0,1% - 60 мин 0,2% - 30 мин 0,3% - 15 мин	1000 500 333
Стоматологические материалы, оттиски, зубопротезные заготовки, артикуляторы, слепочные ложки, наконечники, слюноотсосы, плевательницы	Бактериальные (кроме туберкулеза), вирусные, грибковые (кандидозы, дерматофитии)	0,1% - 60 мин 0,25% - 30 мин 0,5% - 15 мин	1000 400 200
	Бактериальные (включая туберкулез), вирусные, грибковые (кандидозы, дерматофитии)	1,0% - 60 мин 2,0% - 30 мин 3,0% - 15 мин	100 50 33
	ООИ (чума, холера, туляреми)	0,1% - 60 мин 0,2% - 30 мин 0,3% - 15 мин	1000 500 333

**Режимы дезинфекции медицинских изделий, эндоскопов и инструментов к ним, совмещенной с предстерилизационной очисткой, растворами средства «АЛМАДЕЗ-плюс» механизированным способом (в моюще-дезинфицирующих машинах, ультразвуковых установках любого типа)
Температура рабочего раствора не менее 18°C**

Вид обрабатываемых изделий	Вид инфекции	Режим обработки	
		Концентрация рабочего раствора (по препарату), %/экспозиция	Количество л рабочего раствора из 1 л концентрата
Медицинские изделия в том числе хирургические и стоматологические инструменты (в т.ч. колюще-режущие, вращающиеся) из резин, пластмасс, стекла, металлов, комплектующие детали наркозно-дыхательной аппаратуры	Бактериальные (кроме туберкулеза), вирусные, грибковые (кандидозы, дерматофитии)	0,1% - 45 мин 0,25% - 15 мин 0,5% - 10 мин	1000 400 200
	Бактериальные (включая туберкулез), вирусные, грибковые (кандидозы, дерматофитии)	1,0% - 45 мин 2,0% - 15 мин 3,0% - 150 мин	100 50 33
	ООИ (чума, холера, туляреми)	0,1% - 45 мин 0,2% - 15 мин 0,3% - 10мин	1000 500 333
Жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним	Бактериальные (кроме туберкулеза), вирусные, грибковые (кандидозы, дерматофитии)	0,1% - 45 мин 0,25% - 15 мин 0,5% - 10 мин	1000 400 200
	Бактериальные (включая туберкулез), вирусные, грибковые (кандидозы, дерматофитии)	1,0% - 45 мин 2,0% - 15 мин 3,0% - 150 мин	100 50 33

	ООИ (чума, холера, туляремия)	0,1% - 45 мин 0,2% - 15 мин 0,3% - 10мин	1000 500 333
Стоматологические материалы, оттиски, зубопротезные заготовки, артикуляторы, слепочные ложки, наконечники, слюноотсосы, плевательницы	Бактериальные (кроме туберкулеза), вирусные, грибковые (кандидозы, дерматофитии)	0,1% - 45 мин 0,25% - 15 мин 0,5% - 10 мин	1000 400 200
	Бактериальные (включая туберкулез), вирусные, грибковые (кандидозы, дерматофитии)	1,0% - 45 мин 2,0% - 15 мин 3,0% - 150 мин	100 50 33
	ООИ (чума, холера, туляремия)	0,1% - 45 мин 0,2% - 15 мин 0,3% - 10мин	1000 500 333

Режимы дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очистки инструментов для маникюра, педикюра, инвазивных косметических и бьюти-процедур, парикмахерских принадлежностей ручным способом.

Температура рабочего раствора не менее 18°C

Вид обрабатываемых изделий	Вид инфекции	Режим обработки		Способ обработки
		Концентрация рабочего раствора (по препарату), %	Количество л рабочего раствора из 1 л концентрата	
Инструменты для татуажа, пирсинга, других инвазивных косметических и бьюти процедур Инструменты для маникюра, педикюра	Вирусные	0,1% - 45 мин 0,25% - 15 мин 0,5% - 10 мин	1000 400 200	Погружение
Расчёски, щётки, ножницы для стрижки волос, ванны для ног и ванночки для рук	Грибковые (дерматофитии)	0,25% - 60 мин 0,5% - 30 мин 1,0% - 15 мин 1,5% - 5 мин	400 200 100 66,6	Погружение

Режимы дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очистки инструментов для маникюра, педикюра, инвазивных косметических и бьюти-процедур механизированным способом (в УЗ мойках любого типа) способом.

Температура рабочего раствора не менее 18°C

Вид обрабатываемых изделий	Вид инфекции	Режим обработки		Способ обработки
		Концентрация рабочего раствора (по препарату), % /экспозиция, мин	Кол-во рабочего раствора (л) из 1 л концентрата	
Инструменты для татуажа, пирсинга, других инвазивных косметических и бьюти процедур Инструменты для маникюра, педикюра	Вирусные	0,1% - 45 мин 0,25% - 15 мин 0,5% - 10 мин	1000 400 200	Погружение
Расчёски, щётки, ножницы для стрижки волос, ванны для ног и ванночки для рук	Грибковые (дерматофитии)	0,1% - 45 мин 0,25% - 15 мин 0,5% - 10 мин	1000 400 200	Погружение

Режимы предстерилизационной (или окончательной) очистки эндоскопов растворами средства «АЛМАДЕЗ-плюс» ручным и механизированным способом

Этапы очистки	Концентрация растворов (по препарату), % экспозиция	Кол-во рабочего раствора (л) из 1 л концентрата
<u>Замачивание</u> медицинских инструментов, эндоскопов при полном погружении (у не полностью погружаемых – их рабочих частей, разрешенных к погружению) в рабочий раствор средства и заполнение им полостей и каналов изделия	0,1% – 20 мин	1000

Дозировка и объем заливаемого 0,25% раствора средства «АЛМАДЕЗ-плюс» для применения в дезковриках и дезматах.

Вид	Параметры дезмата/дезковрика/дезбарьера			Дозировка раствора л/1м ²	Объем раствора для заполнения дезмата л	Кол-во рабочего раствора (л) из 1 л
	Толщина (см)	Размер (м х м)	Площадь м ²			
Дезковрики для подошвы обуви персонала	2,5	0,9x0,9	0,81	8	6,5	400
		0,9 x1,8	1,62	8	13	
		1,8x1,8	3,24	8	26	
	3	0,9x0,9	0,81	10	8,1	
		0,9 x1,8	1,62	10	16,2	
		1,8x1,8	3,24	10	32,4	
Дезматы для шин автотранспорта, механических и ручных транспортных средств	1	1,0 x 2,21	2,21	3,3	7,3	
		1,5 x2,21	3,31	3,3	11	
		3x2,21	6,63	3,3	22	
		4x2,21	8,84	3,3	29,2	
		5x2,21	11,05	3,3	36,5	
	1,5	1,0 x 2,21	2,21	5,0	11,0	
		1,5 x2,21	3,31	5,0	16,6	
		3x2,21	6,63	5,0	33,2	
		4x2,21	8,84	5,0	44,2	
		5x2,21	11,05	5,0	55,3	